

業務用 浴室用合成洗剤

LION

メディプロ

除菌
ウイルス除去※1

防カビ※2

バスクリナー

Bathroom cleaner

医療施設用


お風呂の洗浄、
除菌はもちろん
ウイルス除去※1、
防カビ※2までこれ1本。

爽やかな
クリアミント
の香り




5L

浴室中を清掃できる泡スプレータイプ



浴室内の浴そう



浴室の床・壁



洗面器・イスなど



別売りの『施設用洗剤
つめかえ用泡スプレー容器』に
つめかえてお使いください。

※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社

業務用 浴室用合成洗剤

LION

商品特長

メディプロ バスクリーナー Bathroom cleaner




除菌
ウイルス除去※1

防カビ※2

1 洗浄+除菌・ウイルス除去※1 までこれ1本!


『アルカリ成分』と『2つのカチオン成分』により、汚れだけでなく、菌とウイルスを除去※1します。

●除菌試験



【試験方法】 菌を接種した試験担体にメディプロバスクリーナーを接触、5分後の残存菌数を測定。(試験はモデル系で実施/株衛生微生物研究センター調べ)

●ウイルス除去試験




【試験方法】 ウイルスをメディプロバスクリーナー又は市販の浴室用洗剤に接種、5分後の残存ウイルス数を測定。(試験はモデル系で実施/当社調べ)

2 プレミアム処方てカビの発生を強力に抑制※2!

『親水性ポリマー』が、カビの発生を抑制※2します。


●防カビ効果 (JIS Z2911:カビ抵抗性試験方法) 準拠



【試験方法】 メディプロバスクリーナーまたは市販の浴室用洗剤を使用目安に基づき塗布し、5分後に水で洗い流す。自然乾燥後、カビ胞子液を接種し、カビの生育を観察。(当社調べ)

3 泡切れが早く、時短・節水・省力化に貢献!

●すすぎ性試験



【試験方法】 シャワーで濡らした浴槽に使用目安に基づき洗剤を噴射し、浴槽全体をスポンジでこする。その後シャワーですすぎ、すすぎ始めから泡が流れ消えるまでの時間を計測。(当社調べ)

(用途)

浴室内の浴そう、床、壁、洗面器、イスなどの洗浄・除菌・ウイルス除去※1・防カビ※2

(使えるもの)

浴そう (プラスチック・ホーロー・ステンレス・人工大理石など) や浴室の床・壁・洗面器・イス・洗面台

(使えないもの)

大理石などの石材、水がしみこむ材質、アルミ、銅、しんちゅう製の部分

(注意するもの)

一部の浴そう、床、壁、塗装面、ゴム材では、変色・変質する場合があるので、目立たない部分で試してから使う。原液をかけて10分以上放置しない。

(使用方法)

- 汚れに直接かけるかスポンジなどにつけてこすり、水で洗い流す。
- 汚れがひどい場合は、2〜3分おいてからこする。

▶ 除菌・ウイルス除去※1・防カビ※2する場合

- 除菌・ウイルス除去・防カビしたい部分に液がかかるようスプレーし、5分おいてから水で洗い流す。

※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

■梱内容

品 名	容 量	梱入数	寸 法 (mm)		重 量 (kg)		個 装 材 質	J A N コード
			個 装	外 装	個 装	外 装		
メディプロ バスクリーナー	5L	2本	幅 204 高さ 296 奥行 130	幅 280 高さ 315 奥行 215	5.3	11.1	ボ ト ル : PE キャップ : PE ラ ベ ル : PE	4903301287544
施設用洗剤 つめかえ用 泡スプレー容器	500mL	12本	幅 95 高さ 219 奥行 66	幅 414 高さ 229 奥行 237	0.1	1.3	ボ ト ル : PE スプレー : PP, PE	4903301288763

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本 社 : 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2023年4月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

K-037828-A1